



## medifa 2000

Mesas Multifuncionales

we care.

# medifa 2000



- Diseño moderno y ergonómico
- Gran libertad de paso para los pies gracias al diseño de la base en forma de Y
- Superficies lisas para una óptima limpieza y desinfección
- Control ergonómico a través del mando de control de pie
- Motores dotados de sistemas de seguridad que previenen de enganches y colisiones
- Regulación eléctrica de la placa de cabeza en todos los modelos
- Ajustes múltiples mediante el funcionamiento individual o conjunto de sus dos columnas de elevación
- Posibilidad de la regulación Trendelenburg
- Ajuste de altura adecuado para pacientes de avanzada edad y/o con minusvalías físicas
- Diseño de los tapizados a elejir a partir de la tabla de colores medifa



# Funcionalidad y Diseño









Altura regulable de 580 a 980 mm





Regulación eléctrica Trendelenburg de -22° a +22°





Regulación de la placa de cabeza de -27° a +40°





Regulación de la placa dorsal de 0° a +46°

# Modelos





### Mesa multifuncional con tablero de dos piezas Ref. 112802

- Regulación eléctrica de la altura de 580 a 980 mm
- Regulación eléctrica de la inclinación de placa de cabeza (+ 40° / -27°)
- Regulación eléctrica Trendelenburg (+22° / -22°)
- Colores del chasis: Blanco (RAL 9010)
- Regulación eléctrica accionada por un comando fácil de usar y controlable con el pie
- Espesor del acolchado: 70 mm
- Carga admisible hasta 225 kg
- Medidas del tablero acolchado: 1960 x 650 mm
- Medidas totales: 1750 x 620 mm
- Conexión a la red: 230 V / 50-60Hz

### **Accesorios representados:**

#### 85200

Rieles laterales

### 83201

Apoya-cabeza con orificio para la nariz, incl. almohadón desmontable

### Mesa multifuncional con tablero de tres piezas Ref. 112805

- Regulación eléctrica de la altura de 580 a 980 mm
- Regulación eléctrica de la inclinación de placa de cabeza (+ 40° / -27°)
- Regulación eléctrica Trendelenburg (+22° / -22°)
- Regulación del respaldo de 0° a +46°
- · Colores del chasis: Blanco (RAL 9010)
- Regulación eléctrica accionada por un comando fácil de usar y controlable con el pie
- Espesor del acolchado: 70 mm
- Carga admisible hasta 225 kg
- Medidas del tablero acolchado: 1960 x 650 mm
- Medidas totales: 1750 x 620 mm
- Conexión a la red: 230 V / 50-60Hz

### Accesorios representados:

#### 112898

Set de rodadura

#### 85200

Rieles laterales

### 81700

Apoya-piernas de Goepel Classic

#### 81710

Tapizado suplementario de los apoya piernas en el mismo color del tablero

### 1128530

Asas para paciente

### 28531

Tapizado de las asas

# Modelos

# Confort y Elegancia



### Rango de regulación 112802 112805 Regulación de la altura 580 - 980 mm Regulación Trendelenburg -22°/+22° Regulación de la placa de cabeza -27° / +40° Regulación del respaldo 0°/46° Movilidad Carga de trabajo segura 225 Kg 225 Kg Eléctrico Opcional

Acolchado

- Diseño ergonómico
- Bordes y ángulos redondeados
- Revestimiento en cuero sintético de alta calidad
- Fabricación sin costuras
- Superficies óptimas para la limpieza y la desinfección
- Diferentes colores disponibles sin coste adicional
- Sin riesgo de enganche gracias a los no entiendo que quiere decir





### Características técnicas

Clase MPG: I

Clase de protección: I


Tipo de protección: IPX4


Conexión en 230 V


# Características técnicas




Modelos 112802














Modelos 112805














# Accesorios







**Ref. 28013** Acolchado para cabeza

**Ref. 83201**Placa de cabeza con orificio facial y tapa acolchada





**Ref. 85200**Rieles laterales para instalar los accesorios, L= 600 mm, par

**Ref. 112898**Set de rodadura mediante 4 ruedas dobles, acabado lacado en color RAL 9010





Ref. 81001

Soporte para rollo de papel (en combinación con ref. 81524)


### Ref. 81524

Varilla porta rollo de papel, L = 650 mm

### Ref. 81800

Soporte de infusión con ganchos para botellas y colector de gotas, ajustable en altura





### Ref. 1128530

Asas para paciente, acabado lacado en color RAL 9010

### Ref. 28531

Suplemento para el tapizado de las asas en el mismo color que el resto del tablero, par

### Ref. 112899\_P

Conexión equipotencial al nivel del zócalo

## Ref. 112899\_S

Interruptor para desactivar y activar el control de pie

# Accesorios

# medifa







### Ref. 81700

Apoya piernas Goepel, acolchados en espuma de poliuretano de color negro, fijadores radiales no incluidos (61511),

### Ref. 81710

Suplemento para el revestimiento de los acolchados del apoya piernas Goepel en el color del resto del tapizado, par



### Ref. 61511

Fijador radial para barras de 18 mm



Apoya-brazos, ajustable por articulación esférica amortiguada, con ajuste longitudinal y altura, colchón electroconductivo, incl. fijador y correa, dimensiones (acolchado):  $L \times Ancho \times A = 400 \times 115 \times 40 \text{ mm}$ 



## El grupo sanitario medifa unifica bajo un mismo techo las competencias que tienen que ver con el entorno quirúrgico

medifa es un proveedor de soluciones completas en tecnología médica gestionado por el propietario y activo a nivel mundial.

El grupo aúna con su cartera de productos y prestaciones todo el ámbito que sistemas modulares de paredes, puertas, techos y armarios (RooSy® Room Systems) para quirófanos llave en mano, así como mesas de operaciones móviles con accesorios de quirófano y lámparas de quirófano hasta sillas de exploración y muebles. El mayor fabricante mundial de componentes

### **Productos**

- Sistemas modulares de quirófano (RooSy)
- · Mesas de operaciones móviles y accesorios
- · Lámparas de quirófano (H!Light)
- Sillas de exploración y de tratamiento
- Mobiliario funcional y carros
- Soluciones constructivas especiales

para mesas quirúrgicas forma también parte de medifa.

Forman parte del grupo la medifa GmbH & Co. KG en Finnentrop (mesas de operaciones), la medifa hygienic rooms GmbH en Ötigheim (sistemas de construcción modular) y la medifa metall und medizintechnik GmbH (componentes para mesas de operaciones) en Rastatt. El grupo medifa healthcare emplea a unas 350 personas en tres centros de Alemania. La planificación, ingeniería y producción se realizan exclusivamente en Alemania y con un valor agregado superior al 90 % en el grupo de empresas, el grupo garantiza tiempos de reacción cortos. operaciones) en Rastatt.

Bajo el lema "we care" medifa entiende la orientación consecuente según las necesidades de sus clientes. Los clientes de todo el mundo pueden confiar en el asesoramiento, el procesamiento y la calidad de primera clase de un solo proveedor fabricado en Alemania de acuerdo con las normas de calidad nacionales e internacionales certificadas.

### medifa en el mundo
















#### Version 02-21-ES

Este documento tiene como objetivo proporcionar información a una audiencia internacional fuera de los Estados Unidos.





#### medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5 57413 Finnentrop Germany fon +49 2721 71 77 -0 fax +49 2721 71 77 -255 info@medifa.com

we care.