



ACCESSOIRES

Pour tables
d'opération

Contenu

Accessoires généraux	4
Accessoires pour le positionnement de la tête	14
Accessoires pour le positionnement des bras	18
Accessoires pour le positionnement des jambes	22
Neurochirurgie	28
Orthopédie et traumatologie	30
Coussins de positionnement	38
Accessoires pour medifa 7000	42
Accessoires pour medifa 6000	50
Accessoires pour medifa 5000 & 6000	52
Accessoires pour medifa 5000 BASIC	58
Chariot porte-accessoires et medifa	62

Dans cette brochure d'accessoires pour tables d'opération, vous trouverez ce qui suit:

- Accessoires pour montage sur rail de guidage (25 x 10 mm)
P. 4-39
- Accessoires exclusivement pour les tables d'opération medifa
P. 40-59



Clameau de serrage

Réf. 61511

- Pour fixation des accessoires sur le rail porte-accessoires, pour tiges de 18 mm de diamètre
- Pivotant
- Matériel: Acier inoxydable



Clameau de serrage à fixation rapide

Réf. 61512

- Pour fixation directe des accessoires sur le rail porte-accessoires, pour tiges de 18 mm de diamètre
- Système de fixation rapide
- Pivotant
- Matériel: Acier inoxydable, aluminium



Clameau de fixation

Réf. 61551

- Pour fixation des accessoires avec tube carrée sur le rail porte-accessoire (25 x 10 mm)
- Matériel: Aluminium



Clameau de fixation

Réf. 61552

- Pour fixation des accessoires carrés (20 x 20 mm) sur le rail
- Matériel: Aluminium



Clameau de fixation

Réf. 61553

- Pour fixation des accessoires sur le rail porte-accessoires, pour tiges de 18 mm de diamètre
- Matériel: Aluminium



Clameau à fixation rapide

Réf. 61554

- Pour fixation des accessoires sur le rail porte-accessoires, pour tiges de 18 mm de diamètre
- Système de fixation rapide
- Matériel: Acier inoxydable, aluminium



Arceau d'anesthésie

Réf. 61750

- Extensible des deux côtés
- Clameau de fixation inclus
- Matériel: Acier inoxydable



Fixe-bras

Réf. 61755

- À fixer à l'arceau d'anesthésie
- Adaptable à: 61750
- Matériel: Acier inoxydable



Arceau d'anesthésie flexible

Réf. 61751

- Souple
- Réglable individuellement
- Clameau de fixation inclus
- L: 2000 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Support de tube

Réf. 61752

- Pour fixation des tubes respiratoires
- Flexible
- Réglable en hauteur
- Clameau de fixation inclus
- Matériel: Acier inoxydable, plastique



Tige porte-sérum

Réf. 61800

- Télescopique
- 4 crochets
- Clameau de fixation inclus
- Matériel: Acier inoxydable



Tige porte-sérum pivotant

Réf. 61805

- Télescopique
- 4 crochets
- Clameau de fixation pivotant inclus
- Matériel: Acier inoxydable



Table à instruments

Réf. 61410

- Réglable en hauteur, pivotante et inclinable
- Clameau de fixation inclus
- L x l: 450 x 350 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Rallonge rail

Réf. 61560

- Fixation incluse
- 320 mm de long
- Pour fixation des accessoires sur rails porte-accessoires (25 x 10 mm)
- Matériel: Acier inoxydable



Poignées pour table d'opération (paire)

Réf. 61571

- Pour une translation facile de la table
- Clameau de fixation inclus
- Matériel: Acier inoxydable



Support latéral (paire)

Réf. 61341

- Fixation incluse
- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm par segment, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Appui-épaules (paire)

Réf. 61351

- Réglable en hauteur et amovibles
- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm par segment, antistatique
- Fixation incluse
- Matériel: Acier inoxydable



Support d'épaule avec rembourrage concave (paire)

Réf. 61352

- Réglable en hauteur et amovibles
- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm par segment, antistatique
- Fixation incluse
- Matériel: Acier inoxydable



Supports d'épaule avec rembourrage droit (paire)

Réf. 61353

- Réglable en hauteur et amovibles
- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm par segment, antistatique
- Fixation incluse
- Matériel: Acier inoxydable



Support latéral double

Réf. 61362

- Pour soutenir le bassin
- Réglable en hauteur et amovibles
- Matelas: PUR, Ø: 100 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Fixation incluse



Bras articulé

Réf. 61367

- Pour fixation des supports de corps
- Positionnement flexible par trois articulations
- La vis centrale fixe solidement les trois articulations fortement
- Matériel: Acier inoxydable



Pièce de raccordement

Réf. 61361

- Pour supports de corps
- Réglable en hauteur et amovibles
- Pivotante par 360°
- Supports de corps réglables par rotule
- Matériel: Acier inoxydable



Support pubis, sacrum et sternum

Réf. 61361_1

- Pubis, sacrum et sternum
- Matelas: PUR, Ø: 100 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Support épaule et latéral

Réf. 61361_2

- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Support dorsal et fessier

Réf. 61361_3

- Matelas: PUR, L x l: 220 x 110 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Rouleau

Réf. 61361_4

- De support pour la position latérale
- Matelas: PUR, L x Ø: 190 x 100 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61361, 61367 et 81367



Bassin collecteur rond

Réf. 91611

- Pivotant
- Clameau inclus
- Ø = 280 mm, Matériel: Acier inoxydable

Bassin collecteur carré

Réf. 91612

- Pivotant
- Clameau inclus
- L x l x H: 325 x 265 x 65 mm, Matériel: Acier inoxydable



Bassin collecteur avec tuyau et écoulement

Réf. 91613

- Pivotant
- Clameau inclus
- Ø = 320 mm
- Matériel (Bassin): Acier inoxydable



Seau en inox

Réf. 91608

- Avec couvercle et raccord tuyau
- Volume: 12 Litres
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 91613



Support télécommande

Réf. 61575

- Fixation au rail latéral ou au rail à la côté tête
- Incluable
- Matériel: Acier inoxydable

Accessoires pour le positionnement de la tête



Adaptateur universel

Réf. 61100

- Pour fixation des différentes têtes, compris les têtes neurochirurgicales
- Adaptable à: Pour tous modèles de la gamme 5000 et 6000
- Matériel: Acier inoxydable

Adaptateur universel

Réf. 71100

- Pour fixation des têtes différentes, compris les têtes neurochirurgicales
- Adaptable à: medifa 7000
- Matériel: Acier inoxydable



Calotte de tête avec échancrure

Réf. 61114_1

- Pour la position dorsale ou ventrale
- En forme ovale
- Pivotante et basculante par articulation à rotule
- Matelas: PUR, Antistatique
- Réglable en hauteur
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 71100, 71390



Calotte de tête

Réf. 61114_3

- Pour la position dorsale et ventrale
- En deux parties
- Réglable en largeur, pivotante et basculante par articulation à rotule
- Matelas: Visco-élastique, antistatique, amovibles
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 71100, 71390



Support de tête

Réf. 61395

- Pour opérations de l'épaule
- À fixer à la plaque dorsale (61390 et 71390) ou à l'adaptateur universel
- Amovible
- Jeu de matelas inclus
- Matelas: Visco-élastique, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 71100, 71390



Bras d'articulation

Réf. 61117

- Pour la fixation des supports de tête
- Positionnement flexible des supports par trois articulations
- La vis centrale fixe les trois articulations solidement
- Adaptable à: 61100 ou 71100
- Matériel: Acier inoxydable



Support de tête

Réf. 61117_2

- Pour le positionnement stable et confortable de la tête
- Matelas et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, antistatique
- Adaptable à: 61117

Accessoires pour le positionnement de

la tête



Calotte de tête avec échancrure

Réf. 61117_3

- Pour la position dorsale ou ventrale
- En forme ovale
- Matelas: PUR, antistatique
- Adaptable à: 61117



Calotte de tête

Réf. 61117_5

- Pour la position dorsale ou ventrale
- En deux parties
- Réglable en largeur
- Matelas et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, antistatique
- Adaptable à: 61117



Appui-mains

Réf. 61113

- Avec pièce de raccordement pour calottes de tête
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 61114_1, 61114_3, 61117_3, 61117_4, 61117_5



Accessoires pour le positionnement



Appui-bras

Réf. 61211

- Pivotant et basculant par articulation à rotule
- Réglable en hauteur et horizontalement
- Clameau et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 400 x 115 x 80 mm, antistatique, amovible
- Matériel: Acier inoxydable



Beach-Chair- positionneur d'épaule et de bras OP

Réf. 61227

- Pour un positionnement simple du bras en position semi-assise
- Vis centrale pour un positionnement et une fixation rapide du bras articulé
- Clameau et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 500 x 115 x 80 mm, antistatique, amovible
- Matériel: Acier inoxydable



Mode d'emploi

Réf. 61225

- Incl. gond de fixation et sangle de fixation
- Positionnement flexible du bras du patient grâce à trois articulations
- Vis de blocage centrale pour un positionnement et une fixation rapides du bras articulé
- Rembourrage du bras pivotant et basculant grâce à une articulation sphérique
- Rembourrage : mousse viscoélastique, L x l x H : 500 x 115 x 80 mm, dissipateur électrique, amovible
- Matériau : acier inoxydable

des bras



Appui-bras

Réf. 61222

- Pivotant à 360°, inclinable d'une main
- Réglable en hauteur
- Matelas détachable pour nettoyage et désinfection faciles
- Clameau et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 600 x 165 x 40 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Appui-bras

Réf. 61223

- Pivotant à 360°, inclinable d'une main
- Réglable en hauteur
- Matelas détachable pour nettoyage et désinfection faciles
- Clameau et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 450 x 165 x 40 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Appui-bras

Réf. 61220SF

- Pivotant
- Clameau et sangle de fixation inclus
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 600 x 165 x 60 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61220)

Accessoires pour le positionnement



Appui-latéral / appui-bras

Réf. 61092

- Assure un positionnement stable du bras
- Réglable en trois positions (droite, horizontale, vers le bas)
- L x H: 600 x 140 / 235 mm
- En option: Matelas mousse revêtue de similicuir, H = 20 mm, antistatique (réf. 56031)



Protection du bras en acier inoxydable

Réf. 71345

- Assure un positionnement stable du bras
- Nettoyage facile grâce à la matelas amovible (h = 40 mm)
- Dimensions (largeur x hauteur) : 420 x 160 mm



Fixe-poignet (paire)

Réf. 61400

- Pour la fixation de la main ou du bras
- Clameau inclus
- L x l: par 180 x 80 mm
- Matériel: Acier inoxydable

des bras



Accessoires pour le positionnement



Appui-jambes de Goepel (pièce)

Réf. 61700

- Pour la position gynécologique
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Clameaux radiaux (61511 ou 61512) et sangles de fixation (B81600M1) à commander séparément



Appui-jambes de Goepel Confort (paire)

Réf. 81705

- Pour la position gynécologique
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Clameaux radiaux (61511 ou 61512) et sangles de fixation (B81600M1) à commander séparément



Appui-jambes (paire)

Réf. 61725

- Pour la position gynécologique
- Positionnement continu des jambes
- Réglage simple par vérin pneumatique à une seule main
- Matelas et sangles de fixation en silicone inclus (pas de fixation velcro)
- Poids maxi du patient: 159 kg

Réf. 61726

- Poids maxi du patient: 227 kg

Réf. 61729

- Poids maxi du patient: 363 kg

Pour la fixation à la table d'opération, il faut 2x réf. 61727 ou 2x réf. 61728

des jambes



Clameau de sécurité à fixation rapide, EU

Réf. 61727

- Pour réf. 61725, 61726, 61729



Clameau de sécurité, EU

Réf. 61728

- Pour réf. 61725, 61726, 61729



Appui-jambes (paire)

Réf. 61710

- pour le positionnement des patients obèses en position gynécologique
- Inclinable par articulation à rotule
- Réglable en hauteur
- Matelas et sangle de fixation inclus
- Matelas: 300 x 285 x 155 / 100 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Clameaux radiaux à commander séparément

Accessoires pour le positionnement



Appui-coude (paire)

Réf. 61780


- Support pour les bras du chirurgien lors de interventions gynécologiques
- Matelas: PUR, L x l: 145 x 120 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Clameau inclus



Fixe-jambe

Réf. 61760

- Clameau inclus
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Fixe-cuisse

Réf. 61770

- Clameau inclus
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable

des jambes



Dispositif de positionnement rectal

Réf. 61632

- Pour la position gèneu-pectorale (pour la proctologie et opérations du rachis)
- Réglable en hauteur (200 mm)
- Rails (UE) intégrés
- Capacité de charge: 150 kg
- Matelas: L x l x H: 370 x 500 x 490 - 690 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: Pour tous modèles de la gamme 5000 et 6000



Dispositif de positionnement rectal

Réf. 71632

- Pour la position gèneu-pectorale (pour la proctologie et opérations du rachis)
- Réglable en hauteur (200 mm)
- Rails (UE) intégrés
- Capacité de charge: 150 kg
- Matelas: L x l x H: 370 x 500 x 490 - 690 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: Pour tous modèles de la gamme 7000



Support de genou (pièce)

Réf. 61150

- Pour la position gèneu-pectorale
- Réglable en hauteur
- Pivotant
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: Pour tous modèles de la gamme 5000 et 6000

Accessoires pour le positionnement



Rouleau de rectoscopie

Réf. 61315

- Réglable en hauteur
- Clameau inclus
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Agenouilloir

Réf. 61630

- Pour le positionnement rectal du patient
- Clameau inclus
- Matelas: PUR, L x l: 525 x 245 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Plaques de pied (paire)

Réf. 61631

- Pour la stabilisation du patient en position décline
- Rabattables pour utilisation en rallonge de la table
- Clameaux inclus
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 270 x 270 x 60 mm, antistatique, amovible
- Matériel: Acier inoxydable

des jambes



Fixe corps et -jambes

Réf. 61405

- A réglage continu
- Fixation incluse
- L x l: 2,300 x 80 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Fixe-jambes (paire)

Réf. 61406

- Pour la fixation des jambes aux plaques support de jambes divisées
- À réglage continu



Fixe-jambes (paire)

61407

- Pour plaques jambières divisées
- Clameaux inclus
- Capacité: 227 kg
- L: 1,200 mm



Support de base

Réf. 661065

- Pour la fixation du serre-crâne ou calotte de tête
- Réglable d'une seule main
- Grande plage de réglage
- Poids réduit
- N'utilisable qu'avec 61100 ou 71100



Adaptateur serre-crâne

Réf. 661067

- Liaison entre le support de base DORO (661065) et le serre-crâne (661069)
- Permet la rotation du clameau crânien
- Adaptable à: 661065, 661069, 661076 et 661078



Serre-crâne

Réf. 661069

- Pour fixation de la tête lors d'interventions neurochirurgicales
- Fixation rapide et sûre par mécanisme d'encliquetage
- N'utilisable qu'avec 661065 et 661067
- Pointes (661073 et 661074) non comprises



Pointe pour adultes

Réf. 661073

- Peut être stérilisée, réutilisable, 3 pièces
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 661069



Arceau de fixation

Réf. 661071

- Pour une fixation sûre de la tête en position assise
- Ajustable à la largeur de la table d'opération
- Clameaux inclus
- Adaptable à: 661065



Calotte de tête pour adultes

Réf. 661076

- Pour la position dorsale ou ventrale
- Matelas amovible en gel inclus
- N'utilisable qu'avec 661065 et 661067

Calotte de tête pour enfants

Réf. 661078

- Identique au modèle 661076, mais pour enfants



Dispositif d'extension pour medifa 5000 et 6000

Réf. 63000_1

- A fixer à la table d'opération
- Poids maxi du patient:
 - 136 kg sans support de stabilisation
 - 250 kg avec support de stabilisation
- Matériel: Acier inoxydable
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 63000_1SF)

Se composent de:

- Adaptateur de fixation à la table d'opération avec section pelvienne avec matelas
- Barre de contre-traction pour le périnée et le col du fémur
- 2 barres articulées pivotantes avec double articulation
- 2 fixations de barre articulée pour le réglage en hauteur et en longueur de contre-traction
- Chariot avec rangement
- 2 supports de barres pour la stabilisation

Dispositif d'extension pour medifa 7000

Réf. 63000_2

Identique au modèle 63000_1, mais pour tous modèles de la gamme 7000



Système d'accrochage pour tables de la gamme 7000 sans plateau déplaçable

Réf. 63005_1

- Pour chariot d'extension
- Adaptable à: 63000_2

Système d'accrochage pour tables de la gamme 7000 avec translation

Réf. 63005_2

- Pour chariot d'extension
- Adaptable à: 63000_2



Chaussure d'extension pour adultes (pièce)

Réf. 61010

- Pour la fixation du pied
- Adaptable à: 63000_1, 63000_2

Chaussure d'extension pour enfants

Réf. 61020

- Identique au modèle 61010, mais pour enfants



Barre de contre-extension pour la cuisse adaptable à 63000_1

Réf. 63025_1

- Pour interventions en position latérale
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, antistatique

Barre de contre-extension pour la cuisse adaptable à 63000_2

Réf. 63025_2

- Identique au modèle 63025_1, mais pour tous Dispositif d'extension 63000_2



Barre de contre-extension pour tibia

Réf. 63045

- Pour positionnement du patient lors d'opérations sur le tibia
- Rouleau en mousse radiotransparent
- Réglable en hauteur et inclinable
- Matériel: Acier inoxydable
- Matelas: PUR, antistatique
- Adaptable à: 63000_1, 63000_2



Dispositif pour plâtre du bassin

Réf. 63030

- Pour adultes et enfants
- Barre de contre-extension coulissante
- Matériel: Acier inoxydable
- Matelas: PUR, antistatique
- Adaptable à: 63000_1, 63000_2



Etrier de „Kirschner“

Réf. 63060

- Pour extension en utilisant une broche „Steinmann“
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 63000_1, 63000_2



Support de jambe

Réf. 63026

- Pour positionnement de la jambe saine pendant l'extension
- Support inclinable par articulation à rotule
- Sangle de fixation incluse
- Matelas: Visco-élastique, L x l x H: 400 x 115 x 80 mm, antistatique, amovible
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 63000_1, 63000_2



Plateau de jambes de transfert pour dispositif d'extension 63000_1 (paire)

Réf. 63070_1

- Pour le positionnement pré-opératoire des jambes
- Matelas inclus, L x l x H: 600 x 200 x 35 mm, antistatique

Plateau de jambes de transfert pour dispositif d'extension 63000_2

Réf. 63070_2

- Identique au modèle 63070_1, mais pour tous Dispositif d'extension 63000_2



Chariot

Réf. 63090

- Pour le transport et le rangement du dispositif d'extension démonté ainsi que pour les accessoires orthopédiques
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 63000_1, 63000_2



Dispositif d'extension radiotransparent pour medifa 6000

Réf. 64000

Composé de :

- Plaque de connexion en carbone avec segments extérieurs détachables et rabattables
- Barre de contre-traction en carbone avec rouleau de rembourrage \varnothing : 90 mm / H: 220 mm
- Repose-jambes pivotants avec segments extérieurs détachables et rabattables, avec fixation pour dispositif de traction
- Dispositif de traction avec clameau pour de la chaussure d'extension
- Chaussure d'extension (1 pc.) avec fixation et ensemble de coussins (10 pcs.)
- Chariot pour le dispositif d'extension et accessoires



Chaussure d'extension

Réf. 64010

- Chaussure d'extension (supplémentaire) pour les dispositifs d'extension
- Avec fixation
- A utiliser avec le kit de coussins „single use“ 10 pcs. (réf. 64011)



Dispositif d'extension du bras

Réf. 62050

- Pour l'enclouage intramédullaire de l'humérus
- Barre d'extension, Rouleau de contre-extension radiotransparent et clameau inclus
- Matelas: PUR
- Matériel: Acier inoxydable



Fixe-doigts de Weinberger

Réf. 62055

- Pour la fixation de la main
- Radiotransparent
- Stérilisable
- Adaptable à: 62050
- Matériel: Plastique



Plaque de support de l'humérus

Réf. 61226

- Réglable en hauteur
- Radiotransparent
- Matelas: Mousse avec similicuir, L x l x H: 280 x 280 x 30 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable, plastique



Table d'opération mains-bras

Réf. 61231

- Réglable en hauteur
- Suspendue librement
- Radiotransparent
- Clameau à fixation rapide et matelas inclus
- Matelas: Mousse couverte par similicuir, L x l x H: 600 x 340 x 35mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable, plastique



Table d'opération mains-bras

Réf. 61232

- Clameau à fixation rapide, matelas et pied de support inclus
- Réglable en hauteur de 700 à 1,150 mm
- Plateau en plastique, radiotransparent, dimensions (L x l x H): 815 x 520 x 5 mm
- Matelas: SF, H = 30 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable, plastique



Table d'opération mains-bras

Réf. 81230

- Clameau à fixation rapide, matelas et pied de support inclus
- Réglable en hauteur de 720 à 1,150 mm
- Plateau en fibre de carbone, radiotransparent, dimensions (L x l x H): 820 x 525 x 30 mm
- Matelas: SF, H = 30 mm, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Rouleau à pour opération du ménisque

Réf. 61330

- Réglable en hauteur
- Fixation inclus
- Matelas: PUR, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Appui-jambe arthroscopique

Réf. 61328

- Matelas, clameau et sangle de fixation inclus
- Pour fixation du genou
- Réglable horizontalement et verticalement
- Réglable en largeur à trois étages
- Matelas: Mousse couverte par similicuir, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable



Dispositif de positionnement du genou

Réf. 61327

- Matelas, clameau et sangle de fixation inclus
- Réglage électrique par pédalier
- Pour flexion et extension per-opérateur du genou et fixation du genou
- Réglable en largeur à trois étages
- Adaptable aux longueurs différentes de jambes
- Angle d'inclinaison: 0° - 60°
- Matelas: Mousse avec similicuir, antistatique
- Matériel: Acier inoxydable
- Alimentation électrique: 230 V / Batterie: 24 V, 1.2 Ah


Coussins de positionnement



Coussin repose-tête

Réf. 61147

- Pour positionnement du patient en décubitus dorsal
- Matériel: PUR, L x l: 250 x 250 mm, antistatique



Anneau de tête en gel de silicone pour les adultes

Réf. 61115

- Hauteur : 45 mm | diamètre (extérieur) : 200 mm

Anneau de tête en gel de silicone pour enfants

Réf. 61115_2

- Hauteur : 35 mm | diamètre (extérieur) : 140 mm

Anneau de tête en gel de silicone pour les enfants en bas âge

Réf. 61115_3

- Hauteur : 20 mm | diamètre (extérieur) : 90 mm



Coussin de tête pour adultes en gel de silicone

Réf. 61910

- Pour positionnement du patient en décubitus ventral
- L x l x H: 280 x 240 x 150 mm
- Matériel: Silicone gel

Coussin de tête pour enfants en gel de silicone

Réf. 61911

- Identique au modèle 61910, mais pour enfants



Coussin tête

Réf. 61905

- Pour positionnement du patient en décubitus dorsal
- L x l x H: 400 x 500 x 100 mm
- Matériel: Mousse couverte par similicuir, antistatique



Coussin position décubitus latéral

Réf. 61915

- Pour le positionnement du patient lors d'interventions à la hanche, de l'épaule et du rein
- Décompression de l'articulation de l'épaule et du bras grâce à l'emplacement creux
- L x l x H: 700 x 500 x 160 / 25 mm
- Matériel: PUR, antistatique



Coussin matelassé

Réf. 61900

- Pour positionnement du patient lors d'opérations des disques intervertébraux et du rachis
- Radiotransparent
- L x l x H: 820 x 450 x 90 mm
- Matériel: Visco-élastique, antistatique

Coussins de positionnement



Petit coussin semi-circulaire en gel de silicone

Réf. 61920

- L x l x H: 305 x 100 x 75 mm

Moyen coussin semi-circulaire en gel de silicone

Réf. 61921

- L x l x H: 405 x 100 x 75 mm

Grand coussin semi-circulaire grand en gel de silicone

Réf. 61922

- L x l x H: 510 x 100 x 75 mm



Coussin semi-circulaire pour adultes

Réf. 61925

- Pour positionnement du patient en décubitus dorsal
- L x l x H: 500 x 220 x 110 mm
- Matériel: Mousse couverte par similibricuir, antistatique

Coussin semi-circulaire pour enfants

Réf. 61926

- Identique au modèle 61925, mais pour enfants, L x l x H: 500 x 150 x 75 mm



Coussin support de jambes

Réf. 61930

- Pour prévention des blessures aux jambes
- L x l x H: 600 x 220 x 180 mm
- Matériel: Mousse couverte par similibricuir, antistatique



Coussin

Réf. 61935

- Pour positionnement du patient en décubitus latéral
- Pour prévention des blessures à la jambe
- Radiotransparent
- L x l x H: 600 x 390 x 220 mm
- Matériel: PUR, antistatique



Talonniers en gel de silicone (paire)

Réf. 61940

- Pour positionnement du patient en décubitus dorsal
- Pour prévention des blessures au talon
- L x l x H: 190 x 100 x 70 mm

Accessoires pour medifa 7000



Commande au pied pour medifa 7000

Réf. 704060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble



Télécommande manuelle infra rouge pour medifa 7000

Réf. 704070

- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec station de charge



Déplacement longitudinal du plateau

Réf. 71640

- Déplacement électrique du plateau par 380 mm
- Changement de la hauteur minimale de la table d'opération de 580 mm à 600 mm
- Pas de montage ultérieur



Traction électronique pour medifa 7000

Réf. 70645

- Cinquième roue motrice facilitant les manoeuvres et offrant plus de confort pour l'utilisateur
- Pas de montage a posteriori



Poignée de transfert

Réf. 71570

- Pour une translation motorisée confortable de la table, située à la côté tête
- Avec régulateur de vitesse
- Pour une translation en avant et en arrière
- Adaptable à: 70645



Système de sécurité pour medifa 7000

Réf. 70655

- Système pour garantir le fonctionnement de la table en cas d'une panne électronique
- Pour les fonctions hauteur, inclinaison latérale, proclive/déclive et frein par batterie à 24 V
- Pas de montage ultérieur



Tunnel pour cassettes radiologiques pour 700200

Réf. 71642_2

- Pour radio conventionnelle

Tunnel pour cassettes radiologiques pour 700300

Réf. 71642_3

- Pour radio conventionnelle



Système d'accrochage pour tables de la gamme 7000 sans plateau déplaçable

Réf. 63005_1

- Pour chariot d'extension
- Adaptable à: 63000_2

Système d'accrochage pour tables de la gamme 7000 avec plateau déplaçable

Réf. 63005_2

- Pour chariot d'extension
- Adaptable à: 63000_2



Repose-tête pour medifa 7000

Réf. 71144

- Réglage simple par ressort à gaz de -45° à +45°
- À fixer à la plaque dorsale
- Radiotransparent
- L x l: 266 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Repose-tête pour medifa 7000

Réf. 71146

- Réglage simple par ressort à gaz de -45° à +45°
- Double articulation
- À fixer à la plaque dorsale
- Radiotransparent
- L x l: 266 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Repose-tête pour medifa 7000

Réf. 71147

- Appui-tête à double articulation
- Réglable d'une seule main
- Réglage facile par ressort à gaz de -45° à +45°
- La double articulation permet une inclinaison supplémentaire
- Accrochage et décrochage au niveau du dossier
- Radiotransparent
- L x l : 266 x 550 mm
- Matelas viscoélastique, H = 80 mm, conducteur, détachable



Rail côté tête pour medifa 7000 (pièce)

Réf. 71148

- Pour installation au repose-tête
- L: 300 mm
- Adaptable à: 71144, 71146



Rails latéraux pour medifa 7000 (paire)

Réf. 71149

- Pour installation au repose-tête
- L: 160 mm
- Adaptable à: 71144, 71146



Plateau dos supérieur pour medifa 7000

Réf. 71250_2

- À installer au plateau dos inférieur
- Radiotransparent
- L x l: 268 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible
- Rails (UE) latéraux inclus



Plateau dorsal en trois parties pour medifa 7000

Réf. 71390

- Avec repose-tête
- Accessibilité facile à l'épaule grâce à trois segments détachables
- À installer à la plaque dorsale inférieure
- Radiotransparent
- L x l: 320 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Rallonge de la plaque de siège pour medifa 7000

Réf. 71125_2

- Rallonge par 400 mm
- Avec échancrure gynécologique
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 400 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Plaque jambière pour medifa 7000

Réf. 71625

- Réglage électrique
- Installation facile à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 660 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Plaques jambières divisées pour medifa 7000 (paire)

Réf. 71615_2

- Réglage électrique, écartables par 180°
- Installation facile à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 660 x 266 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Accessoires pour medifa 7000



Plaques jambières divisées avec extension d'accès pour medifa 7000 (paire)

Réf. 71620

- Réglage électrique
- Pivote vers l'extérieur pour un accès direct au patient
- Installation facile à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 660 x 266 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Plaques jambières à double articulation pour medifa 7000 (paire)

Réf. 71660

- Réglage électrique, écartables par 180°, rabattables
- Installation simple à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 662 x 266 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible



Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 7000

Réf. 71630

- Pour la radiographie peropératoire
- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à la plaque de siège ou plaque dorsale inférieure
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, amovible



Plaque de transfert pour medifa 7000

Réf. 71635

- Pour un soutien de courte durée des jambes
- À fixer à l'emplacement des plaques jambières
- L x l: 900 x 500 mm



Elargisseur pour medifa 7000 (paire)

Réf. 61355SF

- Éléments d'élargissement pour plateaux de table
- Rails (UE) inclus
- L x l: 310 x 110 mm par segment
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, amovible



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 7000

Réf. 71643

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américain)
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 71642_3



Dossier supérieur pour modèles 601700, 601820 et 601920 (L = 360 mm)

Réf. 61250SF


- Adaptable au dossier inférieur
- Radiotransparent
- Rails EU intégrés
- L x l: 360 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61250)



Dossier supérieur pour modèles 601700, 601820 et 601920 (L = 250 mm)

Réf. 61255SF

- Adaptable au dossier inférieur
- Radiotransparent
- Rails EU intégrés
- L x l: 250 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Dossier en trois parties pour modèles 601700, 601820 et 601920

Réf. 61390SF

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- A monter sur la partie inférieure du dossier
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61390)



Vérin stabilisateur pour medifa 6000

Réf. 50650

- Assurant une stabilité optimale de la table
- Pas de montage a posteriori



Système de sécurité pour medifa 6000

Réf. 50655

- Assurant le fonctionnement de la table à tout moment (par ex. en cas d'une panne électronique ou d'une alimentation interrompue)
- Réglage de toutes fonctions électro-hydrauliques par pédale
- Pas de montage a posteriori



Plaques jambières divisées pour medifa 601920 (paire)

Réf. 61616SF

- Réglage électrohydraulique de -90° à +75, écartement à 180°
- A monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 610 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible

Accessoires pour medifa 5000 et 6000



Commande au pied pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble
- Pas de montage a posteriori



Télécommande manuelle infra rouge pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604070

- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec chargeur



Barre de stabilité transversale radiotransparente pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61670

- Remplace la barre métallique assurant une radiographie de la partie dorsale sans restrictions



Billot mécanique pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61655SF

- Réglable par manivelle
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61655)
- Pas de montage a posteriori



Repose-tête pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61144SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61144)



Repose-tête a double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61146SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61146)

Accessoires pour medifa 5000 et 6000



Dossier en trois parties pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61385SF

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- À monter sur la section pelvienne
- Réglage simple par vérin à gaz
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61385)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61125SF

- Rallonge de la section pelvienne de 430 mm
- Avec découpe gynécologique
- L x l: 430 x 540 mm
- Rails (UE) intégrés
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61125)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61130SF

- Rallonge de la section pelvienne de 250 mm
- Avec découpe gynécologique
- L x l: 250 x 540 mm
- Rails (UE) intégrés
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plaque jambière pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820

Réf. 61625SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°
- Adaptable à la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 670 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61625)



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820 (paire)

Réf. 61615SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°
- A monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 730 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61615)



Plaques jambières divisées à double articulation pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820 (paire)

Réf. 61660SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°, rabattables
- A monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 720 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61660)

Accessoires pour medifa 5000 et 6000



Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61690

- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à l'assise de siège ou au dossier
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: Visco-élastique, H= 45 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plateau pour la chirurgie pédiatrique pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61633


- A monter sur la section pelvienne
- Matelas amovible
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 700 x 430 mm
- Matelas: SF, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plateau de jambes pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61635

- De transfert pour un soutien de courte durée des jambes
- A monter sur la section pelvienne
- L x l: 900 x 500 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Elargisseur pour medifa 5000, 6000 et 7000 (paire)

Réf. 61355SF

- Eléments pour élargir le plateau
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 310 x 110 mm par segment
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61355)



Set d'irrigation RTU pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61120

- Se compose d'un seau, une cuvette, crépine, tuyau et chariot en inox
- Fixation incluse
- L x B x H (Cuvette): 325 x 265 x 65 mm
- Volume (Seau): 15 litres
- Matériel: Acier inoxydable



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61640

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américaine)
- Matériel: Acier inoxydable

Accessoires pour medifa 5000 BASIC



Repose-tête pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61148

- Réglable par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 290 x 500 mm
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, H = 40 mm, antistatique, détachable



Calotte de tête pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61149

- En une pièce
- Réglable par articulation à rotule
- Matelas: PUR, antistatique



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 BASIC (paire)

Réf. 61618

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +25°, écartement à 180°
- Adaptable à la plaque de siège
- L x l: 660 x 250 mm par partie
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, H = 40 mm, antistatique, détachable



Plaque jambière en une pièce pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61628

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +25°
- Adaptable à la plaque de siège
- L x l: 620 x 540 mm
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, H = 40 mm, antistatique, détachable



Support pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61090

- Pour bouteille d'oxygène



Corbeille pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61093

- À fixer sur le socle de la table d'opération
- Fixation incluse
- Matériel: Acier inoxydable

Accessoires pour medifa 5000 BASIC



Pied de stabilisation pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61094

- Réglable en hauteur
- Pour compenser les irrégularités du sol
- 4 pièces
- Matériel: Acier inoxydable
- Pas de montage a posteriori



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61645

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 485 x 410 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américain)
- Matériel: Acier inoxydable



Bac de collecte carré en acier inoxydable pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61088

- Pivotant
- L x l x H: 325 x 265 x 65 mm

Bac de collecte en acier inoxydable avec tuyau et écoulement pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61089

- Pivotant
- L x l x H: 325 x 265 x 65 mm



Caisse de transport en aluminium pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61095

- Pour un transport sécurisé de la table d'opération
- L x l x H: 1200 x 800 x 952 mm
- Matériel: Aluminium

Sur demande!

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (réf. 341045) d'acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Il comprend: 5 emplacements pour éléments avec matelas, 5 rails (25 x 10 mm) pour les accessoires ainsi qu'un rangement pour les objets de petite taille.



medifa

Compétence autour de la salle d'opération

En tant que fabricant leader international de dispositifs médicaux, medifa propose des solutions et des produits innovants pour les salles d'opération, les systèmes chirurgicaux hybrides mobiles et d'autres domaines dans les hôpitaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.

Le large portefeuille de produits comprend des tables d'opération mobiles et des accessoires chirurgicaux, des tables d'opération mobiles en carbone, des éclairages opératoires (medifa H!Light) ainsi que des fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie, l'urologie et la proctologie.


Le développement, la construction et la production se réalisent en Allemagne. Avec une grande part de valeur ajoutée dans le groupe, l'entreprise garantit à ses clients des temps de réaction rapides et une qualité élevée „Made in Germany“ conformément aux normes de qualité nationales et internationales certifiées.

medifa s'oriente résolument vers les exigences de ses clients. En accord avec le slogan „we care“, les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre, fournis par un seul et même fournisseur.

Produits

- Éclairages opératoires (medifa H!Light)
- Tables d'opération mobiles
- Tables d'opération mobiles carbone pour applications mini-invasives
- Accessoires pour tables et éclairages opératoires
- Fauteuils d'examen et Fauteuils de soins (gynécologie, urologie et proctologie)
- Mobilier médical fonctionnel

medifa dans le monde





medifa GmbH

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

Version 01-23-FR

Sous réserve de modifications dues au développement technique.

www.medifa.com



Made in Germany

we care.